

ELENCO ESAMI PARTICOLARI: ISTRUZIONI PREANALITICHE SPECIALI

Codice: TD-SGI-IDL009_00 | Rev. 00 | 12/04/2026 | Area 18 – Laboratorio

Rif.: ISO 15189 cl. 5.4 (fase preanalitica) · TD-SGI-PRO035 (Gestione Logistica) · TD-SGI-PRO023 (Monitoraggio Temperature) · TD-SGI-PRO040 (Comunicazione Paziente) · TD-SGI-MOD043 (Bolla Trasporto)

N.	Codice Esame	Descrizione Esame	Materiale	Conservazione in Struttura	Conservazione durante Trasporto	Protezione dalla luce	Istruzioni operative per il prelievo e il trattamento del campione	Icona rischio
1	640	ACTH	PLASMA EDTA	CONGELATO	CONGELATO	No	Centrifugare rapidamente (entro 30 min dal prelievo), separare il plasma e congelare immediatamente a -20°C. Trasportare in ghiaccio (siberino). Il campione è estremamente labile: il ritardo nella centrifugazione causa degradazione dell'ACTH e risultati falsamente bassi.	❄
2	638	ADH (Vasopressina)	PLASMA EDTA	CONGELATO	CONGELATO	No	Centrifugare rapidamente (entro 30 min dal prelievo), separare il plasma e congelare immediatamente a -20°C. Trasportare in ghiaccio (siberino).	❄
3	292	AMMONIO	PLASMA EDTA	CONGELATO	CONGELATO	No	Centrifugare rapidamente (entro 30 min dal prelievo), separare il plasma e congelare immediatamente a -20°C. Evitare l'emolisi: il rilascio di ammonio eritrocitario falsa il risultato. Trasportare in ghiaccio (siberino).	❄
4	142	CRIOGLOBULINE	SIERO (separare a 37°C)	15±20°C	15±20°C	No	Eseguire il prelievo SOLO nelle strutture dotate di termostato a 37°C. Utilizzare provette senza anticoagulante mantenute a 37°C. Conservare il campione a 37°C fino alla centrifugazione. Centrifugare rapidamente e separare il siero. Il trasporto avviene a temperatura controllata 15±5°C (NON refrigerare durante il trasporto).	! ★
5	1956	QUANTIFERON TB Gold Plus	SANGUE IN PROVETTA DEDICATA	2-8°C	15±20°C	No	Prelevare in 4 provette dedicate Quantiferon (richiedere preventivamente al magazzino). Dopo il prelievo, miscelare accuratamente capovolgendo le provette 8-10 volte. Conservare a temperatura ambiente (17-27°C). NON refrigerare e NON congelare. NON prelevare il sabato e i giorni prefestivi (i campioni devono essere processati entro 16 ore dal prelievo).	!
6	6617	VITAMINA A (Retinolo)	SIERO	CONGELATO	CONGELATO	Si	Centrifugare rapidamente (entro 30 min), separare il siero e congelare a -20°C. PROTEGGERE DALLA LUCE: avvolgere la provetta in foglio di alluminio immediatamente dopo la separazione. La luce degrada il retinolo.	❄ ⚠
7	396	VITAMINA B1 (Tiamina)	SANGUE INTERO EDTA	CONGELATO	CONGELATO	Si	Congelare il SANGUE INTERO in provetta EDTA. NON centrifugare, NON separare. PROTEGGERE DALLA LUCE. Trasportare in ghiaccio e avvolto in alluminio.	❄ ⚠
8	6614	VITAMINA B2 (Riboflavina)	SANGUE INTERO EDTA	CONGELATO	CONGELATO	Si	Congelare il SANGUE INTERO in provetta EDTA. NON centrifugare, NON separare. PROTEGGERE DALLA LUCE. Trasportare in ghiaccio e avvolto in alluminio.	❄ ⚠
9	66170	VITAMINA B6 (Piridossina)	SIERO	CONGELATO	CONGELATO	Si	Centrifugare rapidamente (entro 30 min), separare il siero e congelare a -20°C. PROTEGGERE DALLA LUCE: avvolgere in foglio di alluminio.	❄ ⚠
10	6611	VITAMINA E (Tocoferolo)	SIERO	CONGELATO	CONGELATO	Si	Centrifugare rapidamente (entro 30 min), separare il siero e congelare a -20°C. PROTEGGERE DALLA LUCE: avvolgere in foglio di alluminio.	❄ ⚠
11	62121	CROMOGRANINA A	PLASMA EDTA	CONGELATO	CONGELATO	No	Separare il plasma e congelare entro 1 ora dal prelievo. Il paziente deve essere a digiuno e aver sospeso gli inibitori di pompa protonica (IPP) almeno 2 settimane prima del prelievo (previo accordo con il medico curante).	❄
12	632	Idrossiprolina urine 24H	URINE 24H ACIDIFICATE	2-8°C	15±20°C	Si	Acidificare con 10 mL di HCl 6M. Raccogliere le urine in contenitore scuro o avvolto in alluminio. PROTEGGERE DALLA LUCE. Indicare sulla provetta: diuresi totale (mL), peso (kg) e altezza (cm) del paziente.	⚠
13	6321	Desossipiridinolina totale urine	URINE DEL MATTINO (2 ore)	2-8°C	15±20°C	No	Raccolta urine delle 2 ore: il paziente scarta le prime urine del mattino annotando l'ora; dopo 1 ora beve 200 mL di acqua oligominerale; dopo 1 ulteriore ora raccoglie le urine e le consegna all'ambulatorio prelievi.	
14	6322	Piridinolina totale urine	URINE DEL MATTINO (2 ore)	2-8°C	15±20°C	No	Raccolta urine delle 2 ore: il paziente scarta le prime urine del mattino annotando l'ora; dopo 1 ora beve 200 mL di acqua oligominerale; dopo 1 ulteriore ora raccoglie le urine e le consegna all'ambulatorio prelievi.	
15	7051	Porfobilinogeno urine 24H	URINE 24H	2-8°C	15±20°C	Si	Raccogliere le urine 24H in contenitore scuro o avvolto in foglio di alluminio. PROTEGGERE DALLA LUCE per tutta la durata della raccolta e del trasporto.	⚠
16	7052	Porfirine Totali urine 24H	URINE 24H	CONGELATO	CONGELATO	Si	Raccogliere in contenitore scuro. PROTEGGERE DALLA LUCE. Congelare un'aliquota delle urine 24H dopo la raccolta.	❄ ⚠
17	7053	Coproporfirine urine 24H	URINE 24H	CONGELATO	CONGELATO	Si	Raccogliere in contenitore scuro. PROTEGGERE DALLA LUCE. Congelare un'aliquota delle urine 24H dopo la raccolta.	❄ ⚠

LEGENDA COLORI: Blu = CONGELATO (-20°C) | Verde = Refrigerato (2-8°C) | Giallo = Temperatura ambiente (15±5°C) | Rosa = PROTEGGERE DALLA LUCE

LEGENDA ICONE: ❄ = Congelamento obbligatorio | ⚠ = Protezione dalla luce | ! = Attenzione: NON centrifugare/refrigerare | ★ = Provette/dotazioni speciali richieste

Storico revisioni:

Rev.	Data	Descrizione	Approvazione
00	12/04/2026	Prima emissione SGI	Francesco Epifani