

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

ISTRUZIONE DI LAVORO

CONSUMABILI IN USO IN AREA LABORATORIO DI ANALISI - Catalogo fotografico dei dispositivi di prelievo

Area 18 – Laboratorio di Analisi

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-IDL012_01	01	03/05/2026	8
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
Lab Ops + Direttore Tecnico Lab + RSGI	AD – Francesco Epifani	Distribuibile a sanitari prelevatori, preanalitica, logistica	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Valentina Zezza	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
04/05/2026	04/05/2026	04/05/2026

1. Scopo e ambito

La presente Istruzione di Lavoro fornisce il catalogo fotografico illustrato dei consumabili in uso presso l'area Laboratorio di Analisi di Toscana Diagnostica. Il documento ha funzione operativa di riferimento per il personale sanitario prelevatore, gli operatori di preanalitica e gli operatori di logistica per la corretta identificazione visiva del dispositivo da utilizzare in funzione del tipo di esame richiesto.

2. Riferimenti

Riferimento	Pertinenza
ISO 15189:2022	§ 7.2 Pre-examination — dispositivi e contenitori per prelievo
ISO 17025:2017	Competenza dei laboratori che effettuano prove
CLSI GP41-A6 / GP44-A4	Procedure per il prelievo e handling dei campioni
SIBIOC – Documento di Consenso 2019	Linee guida fase preanalitica
EFLM/COLABIOCLI – Lippi 2018	Recommendation for venous blood sampling
TD-SGI-IDL011_01	Prelievo, Conservazione e Trasporto Campioni Biologici (procedura operativa)
TD-SGI-IDL013_00	Tabella Valori Critici (panic values)
TD-SGI-MAN002	Manuale del Laboratorio

3. Riferimenti documentali del SGI

Codice	Documento
TD-SGI-IDL011	Prelievo, Conservazione e Trasporto Campioni Biologici
TD-SGI-IDL013	Tabella Valori Critici (panic values)
TD-SGI-IDL009	Elenco Esami Particolari
TD-SGI-MAN002	Manuale del Laboratorio
TD-SGI-PRO101	Gestione Output Non Conformi
TD-SGI-MOD014	Registro Unico Apparecchiature

4. Catalogo Consumabili (illustrato)

Il catalogo elenca tutti i consumabili in uso presso il laboratorio, identificati per codice prodotto, descrizione e tipologia di esami associati. Per ogni consumabile è fornita la fotografia ad alta qualità con sfondo trasparente per facilitarne il riconoscimento.

La colonna Note riporta indicazioni operative critiche (gestione temperatura, valenza medico-legale, terreni di trasporto, ecc.).

Foto	Codice	Descrizione	Esami associati	Note
------	--------	-------------	-----------------	------

operative				
	10176	Tappo Giallo	Chimica Immunometria; Elettroforesi sieroproteine; Autoimmunità Specialistica.	Clinica; HIV; e
	149415	Tappo Bianco	Alta Specialistica.	
	13010	Tappo Viola	Emocromocitometrico; VES; Elettroforesi dell'emoglobina; Ammonio (aliquotato e congelato); Emoglobina Glicata; Gruppo Sanguigno con provetta firmata; Test di Coombs; Alta Specialistica	<i>Valutare la temperatura di gestione della provetta</i>
	13806	Tappo Grigio	Glicemia e curve da carico di Glucosio; Etanolo ematico.	
	143650	Tappo Azzurro	Coagulazione	<i>Valutare la temperatura di gestione della provetta</i>

	12010	Tappo Verde	Bicarbonati; Piombemia; Calcio Ione; Troponina; Omocisteina; Cariotipo.	
	490CE.AM	Tampone Tappo Rosa	Tampone culturale materiale vario.	<i>Terreno per il mantenimento di batteri aerobi, anaerobi, miceti</i>
	470CE.AM	Tampone Tappo Verde	Coprocultura; Ricerca batteri fecali; Tampone culturale rettale ricerca CPE.	<i>Terreno per il mantenimento dei patogeni enterici</i>
	410851	Bottiglia Emocoltura Verde	Sangue periferico; Sangue da CVC; Liquido pleurico; Liquido ascitico; Liquido sinoviale.	<i>Batteri Aerobi e Miceti</i>
	410852	Bottiglia Emocoltura Arancione	Sangue periferico; Sangue da CVC; Liquido pleurico; Liquido ascitico; Liquido sinoviale.	<i>Batteri Anaerobi</i>

	—	Bottiglia Emocoltura Gialla	Prelievo pediatrico/PRP.	<i>Batteri Aerobi e Miceti / Batteri Anaerobi</i>
	—	Contenitore Feci	Esame chimico-fisico delle feci.	<i>Contenitore senza liquido conservante. Valutare temperatura</i>
	5060	Barattolo Tappo Giallo	Urine	
	—	Barattolo Tappo Giallo Sterile	Urinocoltura	
	149485	Provetta Tappo Oliva	Urine; Urinocoltura; Droghe d'abuso - Aliquota A.	<i>Provetta sottovuoto per il trasferimento automatico</i>

	—	Barattolo Tappo Rosso	Colturale Materiale Vario.	
	—	Barattoli Tappo Azzurro	Droghe d'abuso – matrice urinaria.	<i>Barattoli per Aliquote B e C</i>
	—	Contenitore per Citologia in fase liquida	Pap test Monostrato; HPV.	
	—	Cytolyt Solution	Citologico urinario; Agoaspirato.	
	Linea Zero	Contenitori per Istologia preriempi con NBF e PB	Biopsie e pezzi operatori	<i>Dimensioni da 60 mL a 500 mL</i>

	Linea Zero Evolution	Contenitori per Istologia con formalina al 4% – Safe	Biopsie e biocassette	<i>Dimensioni da 24 mL e 45 mL</i>
	—	Kit dedicato per Test Prenatale	Test prenatale Aurora	
	H2LTT	Lattubreath	Breath Test Lattulosio	
	CUBT	Kit Breath Test Urea	Breath Test Urea (H. pylori)	
	H2GBT	Glucobreath	Breath Test Glucosio (SIBO)	
	H2LBT	Lactobreath	Breath Test Lattosio	
	H2GBT	Fructobreath	Breath Test Fruttosio	
	622526M	Kit dedicato per Quantiferon	Quantiferon TB Gold	

--	--	--	--	--

5. Note d'uso del catalogo

Il catalogo è uno strumento di consultazione visiva e non sostituisce le procedure operative del SGI. Per le modalità di prelievo, conservazione e trasporto si rimanda a TD-SGI-IDL011_01. Per i criteri di rifiuto del campione (NCP) si rimanda a TD-SGI-PRO101.

In caso di consumabile fuori catalogo o di nuovo prodotto introdotto dai fornitori, l'operatore di preanalitica notifica al Direttore Tecnico Lab che provvede ad aggiornare il presente catalogo entro 30 giorni dalla notifica, emettendo una nuova revisione.

6. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Approvato
01	03/05/2026	Rev 01: trasformazione da formato xlsx a docx con format SGI canonico. Migliorata qualità delle immagini (sfondo trasparente, alta risoluzione). Tutti i contenuti del catalogo (31 consumabili, codici, descrizioni, esami, note) preservati integralmente dal modello validato.	Lab Ops + DT Lab + RSGI	AD - Francesco Epifani