

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

MODULO FOGLIO DI LABORATORIO – ESAME DELLO SPERMA

(Spermiogramma – Esame di base secondo OMS 2021)

Area 18 – Laboratorio

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-MOD052_00	00	13/04/2026	4
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
Lab Ops / DS / RSGI	AD – Francesco Epifani	Interno	In vigore

Rif.: TD-SGI-IDL011 (Prelievo, Conservazione e Trasporto: Sez. Spermiogramma) · ISO 15189:2022 cl. 5.5-5.6 · OMS Laboratory Manual 6th ed. 2021 · TD-SGI-PRO040 (Consenso Informato)

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Valentina Zezza	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
04/05/2026	04/05/2026	04/05/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

SEZIONE A – IDENTIFICAZIONE PAZIENTE E CAMPIONE	
Cognome e nome	
Data di nascita	
Numero scheda / Accettazione	
Data del campione	
Ora della raccolta	
Ora di arrivo in laboratorio	
Intervallo raccolta-arrivo (minuti)	
Giorni di astinenza sessuale	
Modalità di raccolta (masturbazione / altro)	
Raccolta completa (Sì / No – se No, specificare nelle note)	
Campione raccolto in sede / consegnato dall'esterno	

SEZIONE B – ESAME MACROSCOPICO		
Parametro	Risultato	Valori di riferimento OMS 2021
Quantità (volume) – mL		≥ 1,4 mL (5° percentile)
pH		7,2 – 8,0
Aspetto		Omogeneo, grigio opalescente
Viscosità		Normale / Aumentata / Diminuita
Fluidificazione		Avvenuta / Non avvenuta (tempo: ____ min)
Tempo di fluidificazione (minuti)		Entro 30 min (massimo 60 min)

SEZIONE C – CONCENTRAZIONE E CONTA SPERMATICA		
Parametro	Risultato	Valori di riferimento OMS 2021
Numero spermatozoi (milioni/mL)		≥ 16 milioni/mL (5° percentile)
Numero totale spermatozoi (milioni per eiaculato)		≥ 39 milioni (5° percentile)
Azoospermia (assenza completa di spermatozoi)		Sì / No
Criptoazoospermia (spermatozoi reperiti solo dopo centrifugazione)		Sì / No

SEZIONE D – MOTILITÀ SPERMATICA		
Parametro	Risultato %	Valori di riferimento OMS 2021
Motilità progressiva (PR) – rapida + lenta		≥ 30% (5° percentile)
Motilità totale (PR + NP)		≥ 42% (5° percentile)
Movimenti non progressivi (NP) – %		(riportare il valore)

Spermatozoi immobili (IM) – %		(riportare il valore)
-------------------------------	--	-----------------------

SEZIONE E – MORFOLOGIA SPERMATICA (criteri stretti OMS/Kruger)		
Parametro	Risultato %	Valori di riferimento OMS 2021
Forme normali – %		≥ 4% (5° percentile)
Anomalie della testa – %		(riportare il valore)
Anomalie del tratto intermedio – %		(riportare il valore)
Anomalie della coda – %		(riportare il valore)
Residui citoplasmatici – %		(riportare il valore)

SEZIONE F – AGGLUTINAZIONE E VITALITÀ		
Parametro	Risultato	Valori di riferimento OMS 2021
Agglutinazione specifica – %		Assente / Grado (I-IV): ____
Agglutinazione aspecifica – %		Assente / Presente
Vitalità (eosina) – %		≥ 54% vitali (5° percentile)

SEZIONE G – ESAME CITOLOGICO (cellule non nemaspermatiche)	
Elemento citologico	Presente / Assente – Note
Cellule della linea spermatogenetica (cellule germinali immature)	
Leucociti rari (inferiori a 1 milione/mL)	
Leucociti numerosi (leucospermia: superiori a 1 milione/mL, perossidasi positivi)	
Eritrociti rari (ematospermia lieve)	
Eritrociti numerosi (ematospermia significativa)	
Elementi di desquamazione epiteliale	
Cristalli di spermina (corpi di Bottcher)	
Sostanza mucoide	
Flora batterica mista	

SEZIONE H – GIUDIZIO SEMINOLOGICO COMPLESSIVO	
Normozoospermia / Oligozoospermia / Oligozoospermia severa / Azoospermia	
Astenozoospermia / Teratozoospermia / Oligoastenoteratozoospermia (OAT)	
Ipospermia / Iperspermia / Necrozoospermia	
Note cliniche e osservazioni	

SEZIONE I – TRACCIABILITÀ DELL'ESAME	
Campione pervenuto alle ore	
Inizio dell'esame alle ore	
Esame eseguito da (nome operatore)	
Metodo di conta (camera di Neubauer / Makler / CASA)	
Metodo di valutazione morfologia (colorazione: Diff-Quik / Papanicolaou / altro)	
Refertazione e validazione (biologo / medico)	

Operatore esecutore – Firma	Biologo validatore – Firma	Direttore Sanitario (se richiesto) – Firma

Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione modifiche	Approvazione
00	13/04/2026	Prima emissione SGI	Francesco Epifani