

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

ISTRUZIONE DI LAVORO FORMAT TRANSBAG

Specifica dell'imballaggio secondario per il trasporto di campioni biologici

Area 18 – Laboratorio

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-IDL010_00	00	12/04/2026	4
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
Lab Ops / Flow & Back Office / RSGI	AD – Francesco Epifani	Interno	In vigore

Rif.: TD-SGI-PRO035 (Gestione Logistica) · TD-SGI-MOD043 (Bolla Trasporto) · TD-SGI-IDL009 (Esami Particolari) · ADR / UN 3373 / P650 · ISO 15189 cl. 5.4

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Valentina Zezza	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
04/05/2026	04/05/2026	04/05/2026

1. Descrizione e funzione della transbag

La transbag e l'imballaggio secondario utilizzato da Toscana Diagnostica per il trasporto dei campioni biologici dalle sedi di prelievo al laboratorio centralizzato di Sesto Fiorentino. Nella classificazione del triplice imballaggio ADR P650 / UN 3373 (rif. PRO035 Sez. 4.1), la transbag costituisce il livello 2: contiene il recipiente primario (provetta), incorpora il materiale assorbente e viene inserita nel biocarrier (livello 3). La transbag è una sacca in plastica trasparente con doppia tasca (anteriore per il campione, posteriore per la documentazione), chiusura autoadesiva con pellicola protettiva e codice a barre univoco per la tracciabilità.

2. Specifiche fisiche

Materiale	Polietilene ad alta densità (HDPE), trasparente, atossico, conforme al Reg. CE 1907/2006 (REACH)
Dimensioni	Formato A5 circa (230 x 170 mm), adattabile a provette standard e contenitori urine
Tasca anteriore	Trasparente, per l'inserimento del campione biologico (provette, contenitori). Dotata di materiale assorbente integrato nella base
Tasca posteriore	Per l'inserimento di moduli, note, richieste e comunicazioni per il laboratorio
Chiusura	Autoadesiva con pellicola protettiva rimovibile (peel-and-seal) su ciascuna tasca. Chiusura a tenuta, non riutilizzabile (evidenza di manomissione)
Codice a barre	Codice a barre univoco prestampato sul fronte della busta. Leggibile da lettore Bar/QR code per la registrazione della presa in carico (PRO035 Sez. 4.2)
Simbologia di sicurezza	Simbolo rischio biologico (biohazard), marcatura UN 3373, simbolo conforme ADR
Colore	Differenziato per tipologia (rif. PRO035 e MOD043): Trasparente (routine), Arancione (urgente), Rossa (anatomia patologica), Gialla (droghe d'abuso), Blu (congelati -20 gradi C).

3. Contenuti stampati sul fronte della transbag

3.1 Intestazione

La parte superiore del fronte riporta: il logo di Toscana Diagnostica, la dicitura Laboratorio di Analisi, l'indirizzo del laboratorio destinatario (Toscana Diagnostica S.r.l., Via di Pratignone 13/4, 50019 Sesto Fiorentino FI), i recapiti (laboratorio@toscanadiagnostica.it, toscanadiagnostica@pec.it, www.toscanadiagnostica.it) e l'area riservata al codice a barre identificativo.

3.2 Istruzioni operative multilingue (6 lingue)

Il fronte della transbag nel formato standard riporta le istruzioni operative in 6 lingue, organizzate in una tabella 3 righe x 2 colonne:

Lingua	Istruzioni (4 passaggi)
IT – Italiano	1. Inserire il campione prelevato nella tasca anteriore trasparente. 2. Rimuovere la pellicola protettiva e sigillare la tasca porta campioni. 3. Inserire eventuali moduli, note o comunicazioni per il Laboratorio nella tasca posteriore. 4. Rimuovere la pellicola protettiva e sigillare la tasca porta documenti.
EN – English	1. Insert the collected sample into the front transparent pocket. 2. Remove the protective film and seal the sample pocket. 3. Insert any forms, notes or communications for the Laboratory into the rear pocket. 4. Remove the protective film and seal the document pocket.
FR – Français	1. Insérer l'échantillon prélevé dans la poche avant transparente. 2. Retirer le film protecteur et sceller la poche porte-échantillons. 3. Insérer les éventuels formulaires, notes ou communications destinés au Laboratoire dans la poche arrière. 4. Retirer le film protecteur et sceller la poche porte-documents.
DE – Deutsch	1. Die entnommene Probe in die vordere transparente Tasche einlegen. 2. Die Schutzfolie abziehen und die Probentasche versiegeln. 3. Eventuelle Formulare, Hinweise oder Mitteilungen für das Labor in die hintere Tasche einlegen. 4. Die Schutzfolie abziehen und die Dokumententasche versiegeln.
ZH – 中文	将采集的样本放入前方透明袋中。撕去保护膜并密封样本袋。将任何表格、备注或实验室通讯文件放入后方口袋中。撕去保护膜并密封文件袋。
AR – العربية	أدخل العينة المأخوذة في الجيب الأمامي الشفاف. أزل الغشاء الواقي وأغلق جيب حمل العينات بإحكام. أدخل أي نماذج أو ملاحظات موجّهة إلى المختبر في الجيب الخلفي. أزل الغشاء الواقي وأغلق جيب حمل المستندات بإحكام.

Il fronte della transbag nel formato maxi riporta le istruzioni operative in 6 lingue, organizzate in una tabella 3 righe x 2 colonne:

Lingua	Istruzioni (4 passaggi)
IT – Italiano	1. Inserire il (i) campione(i) prelevato(i) nella tasca anteriore trasparente 2. Inserire l'ordine nella tasca posteriore 3. Rimuovere la pellicola protettiva per aprire la banda adesiva 4. Sigillare la busta ripiegando il lembo
EN – English	1. Insert the collected sample(s) into the front transparent pocket 2. Insert the order into the rear pocket 3. Remove the protective film to open the adhesive strip 4. Seal the envelope by folding down the flap
FR – Français	1. Insérer le(s) échantillon(s) prélevé(s) dans la poche avant transparente 2. Insérer la demande dans la poche arrière 3. Retirer le film protecteur pour découvrir la bande adhésive 4. Sceller l'enveloppe en repliant le rabat
DE – Deutsch	1. Die entnommene(n) Probe(n) in die vordere transparente Tasche einlegen 2. Den Auftrag in die hintere Tasche einlegen 3. Die Schutzfolie abziehen, um den Klebestreifen freizulegen 4. Den Umschlag durch Umklappen der Lasche versiegeln
ZH – 中文	1. 将采集的样本放入前方透明袋中 2. 将检验申请单放入后方口袋中 3. 撕去保护膜以露出粘合条 4. 折下封口翻盖密封信封
AR – العربية	1. أدخل العينة (العينات) المأخوذة في الجيب الأمامي الشفاف 2. أدخل طلب التحليل في الجيب الخلفي 3. أزل الغشاء الواقي لكشف الشريط اللاصق 4. أغلق الطرف بطي الحافة العلوية

3.3 Avviso di ritrovamento multilingue

La parte inferiore del fronte riporta l'avviso di ritrovamento in 6 lingue:

IT: Attenzione: in caso di ritrovamento di questa busta contattare il numero +39 393 588 0688.

EN: Warning: if this bag is found, please contact +39 393 588 0688.

FR: Attention: en cas de decouverte de ce sachet, veuillez contacter le numero +39 393 588 0688.

DE: Achtung: Falls dieser Beutel gefunden wird, bitte die Nummer +39 393 588 0688 kontaktieren.

AR: تنبيه: في حال العثور على هذا الطرف، يُرجى الاتصال على الرقم +39 393 588 0688.

ZH: 注意：如拾获此袋，请拨打电话 +39 393 588 0688.

4. Tipologie di transbag per codice colore

Colore	Destinazione / Tipologia campione	Condizioni di trasporto
Trasparente	Campioni di routine (chimica clinica, ematologia, coagulazione, immunometria, sierologia, biologia molecolare, microbiologia)	2-8 gradi °C. Gel pack refrigerante nel biocarrier
Arancione	Campioni urgenti (esami con priorità clinica, panic values attesi)	2-8 gradi °C. Priorità di consegna al laboratorio
Rossa	Campioni di anatomia patologica (biopsie, istologici in formalina, citologici)	15-25 gradi °C. Formalina tamponata al 10%
Gialla	Campioni di tossicologia (droghe d'abuso)	2-8 gradi °C. Gel pack refrigerante nel biocarrier
Blu	Campioni congelati (esami particolari IDL009: ACTH, ADH, ammonio, vitamine, porfirine)	Congelati -20 gradi °C. Ghiaccio (siberino) nel biocarrier

5. Procedura di utilizzo

L'operatore di prelievo o di accettazione presso la sede segue i 4 passaggi stampati sulla transbag: inserisce le provette etichettate nella tasca anteriore trasparente, rimuove la pellicola protettiva e sigilla la tasca porta campioni (la chiusura è irreversibile e fornisce evidenza di integrità), inserisce

nella tasca posteriore la richiesta di analisi, eventuali moduli o note per il laboratorio, rimuove la pellicola e sigilla la tasca porta documenti. La transbag sigillata e inserita nel biocarrier insieme ai gel pack o al ghiaccio secco secondo la tipologia. L'operatore di logistica scansiona il codice a barre della transbag con il lettore Bar/QR code al momento del ritiro (PRO035 Sez. 4.2), registrando la presa in carico nel sistema MySirius.

6. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione modifiche	Approvazione
00	12/04/2026	Prima emissione (formalizza il format transbag preesistente)	Francesco Epifani