

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

PROCEDURA OPERATIVA CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO DEI CAMPIONI BIOLOGICI

Area 18 – Laboratorio

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PRO113_00	00	07/10/2026	4
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
Lab Ops / RSGI	AD – Francesco Epifani	Interno	In vigore

Rif.: ISO 15189:2022 cl. 7.4.2 (gestione post-esame dei campioni) · ISO 9001:2015 cl. 8.5.4 · D.P.R. 254/2003 e D.Lgs. 152/2006 (rifiuti sanitari) · TD-SGI-PRO042 (Gestione Fase Preanalitica) · TD-SGI-IDL011 (Prelievo, Conservazione e Trasporto) · TD-SGI-PRO041 (Anatomia Patologica) · TD-SGI-PRO068 (Rifiuti Sanitari e Speciali) · TD-SGI-PRO091 (Rifiuti Sanitari Pericolosi) · TD-SGI-IDL005 (Classificazione Rifiuti) · TD-SGI-PRO089 (Rischio Biologico in Laboratorio) · TD-SGI-PRO082 (Non Conformità Tecniche) · TD-SGI-PRO081 (Reclami Clinici) · TD-SGI-PRO023 (Controllo Temperature)

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Valentina Zezza	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026

1. Scopo e campo di applicazione

La presente procedura definisce i tempi di conservazione e le modalità di gestione e smaltimento dei campioni biologici e dei materiali biologici presenti presso il Laboratorio, al termine del periodo previsto.

Lo scopo è garantire una gestione uniforme, tracciabile e sicura dei campioni, evitando lo smaltimento anticipato di materiale che possa essere ancora necessario per ripetizioni analitiche, approfondimenti diagnostici o altre esigenze documentate.

La procedura si applica ai campioni biologici sottoposti alle attività analitiche del Laboratorio di Toscana Diagnostica e conservati successivamente all'esecuzione degli esami. La conservazione dei campioni prima dell'esecuzione degli esami e durante il trasporto è regolata da TD-SGI-IDL011 e TD-SGI-PRO042; i campioni istologici e citologici seguono inoltre TD-SGI-PRO041.

2. Riferimenti

- Normativa vigente in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti sanitari (D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254; D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152) ed eventuali disposizioni regionali applicabili.
- ISO 15189:2022, cl. 7.4.2 (gestione post-esame dei campioni); ISO 9001:2015, cl. 8.5.4 (preservazione).
- TD-SGI-PRO068 Gestione dei Rifiuti Sanitari e Speciali; TD-SGI-PRO091 Gestione Rifiuti Sanitari Pericolosi; TD-SGI-IDL005 Elenco e classificazione dei rifiuti.
- TD-SGI-PRO082 Gestione delle non conformità tecniche del Laboratorio; TD-SGI-PRO081 Gestione dei reclami clinici del Laboratorio; TD-SGI-PRO101 Gestione degli Output Non Conformi.
- TD-SGI-PRO042 Gestione Fase Preanalitica; TD-SGI-IDL011 Prelievo, Conservazione e Trasporto dei Campioni Biologici; TD-SGI-PRO041 Processo Anatomia Patologica; TD-SGI-PRO023 Gestione e controllo delle temperature; TD-SGI-PRO089 Prevenzione Rischio Biologico in Laboratorio.

3. Responsabilità

Il personale di Laboratorio è responsabile della corretta identificazione dei campioni, del rispetto dei tempi di conservazione e del corretto conferimento dei materiali destinati allo smaltimento.

Il Responsabile/Direttore Tecnico del Laboratorio è responsabile della supervisione dell'applicazione della presente procedura e della definizione di eventuali deroghe ai tempi ordinari di conservazione, quando giustificate da esigenze diagnostiche, organizzative o documentali.

4. Modalità operative

Al termine del periodo di conservazione previsto, il personale verifica che il campione non sia più necessario per:

- ripetizione dell'esame;
- approfondimenti diagnostici;
- ulteriori richieste analitiche;
- gestione di una non conformità;
- reclami o contestazioni;
- verifiche interne o altre esigenze documentate.

Qualora sussista una delle condizioni sopra indicate, il campione non deve essere smaltito fino alla conclusione dell'attività per la quale ne è stata disposta la conservazione.

I campioni che hanno raggiunto il termine di conservazione e non risultano più necessari vengono avviati allo smaltimento secondo la classificazione del rifiuto (TD-SGI-IDL005) e le modalità previste da TD-SGI-PRO068 e TD-SGI-PRO091.

5. Tempi di conservazione

A fine giornata, tutti i campioni biologici, suddivisi per destinazione, vengono raggruppati in stativi e conservati nell'apposita cella refrigerata per i tempi indicati nella tabella seguente.

Tipologia di campione	Tempo di conservazione
Urine chimico-fisico	24 ore
Emocromi / Coagulazione	2 giorni
Tamponi rettali / Colturali urine e feci	3 giorni
Chimica clinica / Elettroforesi / Ormoni / Dosaggio anticorpi / Marker tumorali e cardiaci	3 giorni
Campioni microbiologici	7 giorni
Campioni biologia molecolare	15 giorni
Campioni allergologia / intolleranze	15 giorni
Tossicologia	30 giorni
Tamponi HPV	30 giorni
Pap test (ThinPrep)	60 giorni
Blocchetti istologici / vetrini	10 anni
Campioni relativi a non conformità	Da valutare in funzione della matrice e della tipologia di provetta (§6)

I tempi sopra indicati rappresentano il periodo ordinario di conservazione dei campioni. Eventuali esigenze specifiche possono determinare un prolungamento del periodo di conservazione, disposto dal Direttore Tecnico secondo §3.

6. Gestione dei campioni non conformi

I campioni associati a una non conformità (TD-SGI-PRO082) devono essere conservati per un periodo definito in funzione:

- della matrice biologica;
- della tipologia di provetta/contenitore;
- della natura della non conformità;
- della necessità di eventuali verifiche o ripetizioni;
- dell'eventuale apertura di una segnalazione o di un'indagine interna.

Il termine di conservazione deve essere definito dal personale responsabile della gestione della non conformità e, ove necessario, dal Direttore Tecnico.

Il campione non deve essere smaltito fino a quando la gestione della non conformità non sia stata completata e non sia stata verificata l'assenza di ulteriori necessità di conservazione.

7. Smaltimento

I campioni biologici che hanno raggiunto il termine di conservazione previsto vengono conferiti nei contenitori dedicati ai rifiuti sanitari, secondo la loro classificazione e nel rispetto di TD-SGI-PRO068 e TD-SGI-PRO091.

Il personale deve utilizzare i dispositivi di protezione individuale previsti (TD-SGI-PRO089) e adottare le modalità operative necessarie a prevenire esposizioni accidentali, contaminazioni e dispersioni di materiale biologico.

I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti devono essere chiusi e gestiti secondo le modalità previste da TD-SGI-PRO091.

8. Registrazioni

La gestione ordinaria dello smaltimento dei campioni avviene secondo le modalità organizzative definite dal Laboratorio.

Eventuali prolungamenti del periodo di conservazione, deroghe ai tempi previsti o conservazioni legate a non conformità, reclami, contestazioni o approfondimenti devono essere documentati secondo le modalità previste dal SGI (TD-SGI-PRO082, TD-SGI-PRO081, TD-SGI-MOD187, TD-SGI-MOD188).

9. Revisione del documento

La presente procedura viene sottoposta a revisione in caso di modifiche organizzative, analitiche o normative che ne rendano necessario l'aggiornamento e, comunque, secondo la periodicità prevista da TD-SGI-PRO001 e TD-SGI-IDL036.

10. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione modifiche	Autore
00	07/10/2026	Prima emissione. Procedura redatta dal Laboratorio e portata nel format SGI; i tempi di conservazione sostituiscono l'elenco di TD-SGI-PRO042 §7, che da rev. 02 rimanda a questa procedura.	Lab Ops / RSGI