

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

BREATH TEST ALL'UREA HELICOBACTER PYLORI (13C-UREA)

Diagnosi dell'infezione gastrica da Helicobacter pylori
Informativa al paziente: preparazione e procedura di raccolta

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-INF074_00	00	01/06/2026	2
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSGI	Direzione Generale	Interno	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Rosetta Greco	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
01/06/2026	01/06/2026	01/06/2026

CITREDICI UBT KIT – 75 mg compresse

A COSA SERVE

Il test è indicato per valutare la presenza di *Helicobacter pylori* (HP) nella mucosa gastrica.

AVVERTENZE

Per garantire una adeguata accuratezza del test è indispensabile seguire le istruzioni sottoelencate:

- Nelle ultime 4 settimane non devono essere stati assunti antibiotici e inibitori della pompa protonica (PPI)
- Nella settimana precedente all'esame non devono essere assunti gastroprotettori

PREPARAZIONE ALL'ESAME: Il giorno antecedente l'esame è necessario seguire la dieta di seguito elencata:

COLAZIONE: caffè d'orzo, the, biscotti secchi o pane tostato

PRANZO: riso o pasta conditi con olio o parmigiano reggiano

POMERIGGIO: caffè d'orzo, the, biscotti secchi o pane tostato

CENA: carne bianca (pollo, coniglio o tacchino), pesce, riso condito con olio

- La mattina dell'esame bisogna rispettare il digiuno; 2 ore prima dell'esame si può bere solo acqua minerale non gassata
- Non lavarsi i denti
- Se è un fumatore dovrà astenersi dal fumo almeno dalla sera prima

COMPONENTI DEL KIT:

- 2 compresse da 37,5 mg l'una per un totale di 75mg di urea
- 2 buste singole per insufflare

COME FUNZIONA: Il test si basa sulla somministrazione per via orale di 75 mg di Urea marcata ¹³C in polvere solubile disciolta in acqua con aggiunta di acido citrico predosato (1,4 g) contenuto nel kit. Durante l'esecuzione dell'esame non consumare cibo, fumare o eseguire attività fisica. Si potrà riprendere l'alimentazione e le normali attività solo al termine dell'esame

PROCEDURA PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE DI ESPIRATO

Raccolta del campione Basale:

- Far soffiare in una busta (tempo 0)
- Apporre l'etichetta di riconoscimento del paziente relativa al Tempo 0
- Far ingerire al paziente 2 compresse di Urea (75 mg) con 100 ml di acqua (1 bicchiere)
- Eseguire l'operazione come per il prelievo basale dopo 30 minuti.