

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

PROCEDURA OPERATIVA GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DI PRELIEVO

Area 17 – Accettazione

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PRO051_00	00	15/04/2026	12
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
DS / Retail / Lab Ops / RSGI	AD – Francesco Epifani	Interno	In vigore

Rif.: ISO 15189:2022 cl. 5.4 (processi pre-esame) · ISO 9001 cl. 8.2, 8.5 · D.Lgs. 81/2008 (DPI, rischio biologico) · GDPR 679/2016 · TD-SGI-IDL011 (Prelievo e Trasporto) · TD-SGI-IDL015 (Accettazione e Consegna Referti) · TD-SGI-IDL009 (Esami Particolari) · TD-SGI-IDL014 (Campioni AnaPath) · TD-SGI-PRO042 (Fase Preanalitica) · TD-SGI-PRO028 (Kids Experience) · TD-SGI-MOD065 (Verifica Giacenze) · TD-SGI-MOD068 (Controllo Glucometro) · TD-SGI-MOD072 (Registro Temperature) · TD-SGI-MOD073 (Scheda Test Coombs) · TD-SGI-PRO046 (CQI) · TD-SGI-PRO047 (POCT) · TD-SGI-IDL017 (Materiale Minimo BOX) · TD-SGI-IDL018 (Materiale Ginecologico)

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Silvia Sansoni	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
27/04/2026	27/04/2026	27/04/2026

1. Finalità e Applicazione

Scopo della presente procedura è descrivere le modalità per la gestione dei prelievi effettuati presso tutti i Punti Prelievo e le strutture che effettuano prelievi di Toscana Diagnostica. Quanto indicato nel documento deve essere applicato da tutto il personale sanitario dipendente o che opera per conto di Toscana Diagnostica.

2. Riferimenti

La presente procedura si riferisce ai requisiti 8.2 e 8.5 della Norma UNI EN ISO 9001:2015.

Linee-guida di comportamento per gli operatori sanitari per il controllo dell'infezione da HIV – Ministero della Sanità 1989.

3. Responsabilità

La responsabilità della gestione prelievi è affidata a:

- Responsabile Atti Medici/Direttore Sanitario al quale fanno capo tutte le attività ivi descritte.
- Operatore sanitario (medico, infermiere, ostetrica) per l'applicazione di quanto descritto nella presente procedura.

4. Gestione attività di Prelievo

L'Operatore Sanitario del box prelievi (medico / infermiere / ostetrica) svolge le seguenti funzioni:

- accoglienza del paziente;
- identificazione del paziente;
- attività di prelievo;
- verifica materiale biologico e segnalazione non idoneità alla consegna del materiale biologico da parte del paziente;
- assistenza agli utenti;
- controllo e verifica del materiale di consumo e farmaci presenti presso il box prelievi;
- controllo e verifica materiale cassetta pronto soccorso.
- registrazione temperature frigoriferi e freezer (se presenti) usati per la conservazione dei campioni biologici;
- registrazione manutenzione strumentazione;
- In caso di reclamo/segnalazione, si rimanda alla procedura di Gestione reclami.

5. Norme di comportamento del Personale Sanitario

Il personale sanitario deve:

- mantenere nei confronti degli utenti un atteggiamento cortese, paziente, disponibile, discreto e professionale (non confidenziale);
- essere sempre munito di cartellino identificativo;
- indossare sempre il vestiario consegnato o definito dall'Azienda;
- adottare un tono di voce moderato nel rispetto della privacy dell'utente;
- comunicare con le APP solo all'interno del box prelievi per tutelare la privacy dei pazienti;
- fornire tutte le informazioni tecniche sugli esami richieste dal paziente solo se dettate da reale competenza; di fronte a qualsiasi dubbio contattare le proprie coordinatrici o la sede;
- astenersi da qualsiasi commento sia sugli esami richiesti dal paziente che sulle sue caratteristiche fisiche.

Per tutelare la privacy del paziente, la porta del box prelievi deve rimanere ASSOLUTAMENTE CHIUSA.

I pazienti devono accedere al box prelievi uno per volta, anche solo per la consegna dei campioni biologici portati da casa e devono attendere presso la sala d'attesa il proprio turno.

Il personale sanitario deve inoltre adottare le seguenti norme igieniche:

- non può indossare anelli (solo la fede), orologi o altri monili (es. braccialetti);
- indossare sempre il vestiario consegnato o definito dall'azienda (camice e zoccoli);
- deve mantenere unghie corte e senza smalto;
- se lunghi, i capelli devono essere legati.

6. Deficit Organizzativo

Nel caso in cui il personale sanitario sia impossibilitato a recarsi sul posto di lavoro all'orario prestabilito o per l'intera giornata lavorativa dovrà tempestivamente comunicarlo al proprio responsabile di riferimento che provvederà alla sua sostituzione. Per tutto il personale sostitutivo sono a disposizione presso ogni Punto Prelievi le procedure e la documentazione (cartacea ed elettronica) necessarie allo svolgimento delle attività di prelievo.

7. Norme di Sicurezza

Il principio alla base di queste raccomandazioni è considerare tutti i pazienti come potenzialmente infetti e applicare quindi le stesse misure per tutti, indipendentemente dalla conoscenza dello stato d'infezione. I punti principali di un corretto iter di prevenzione sono:

- evitare che operatori sanitari con lesioni essudative o dermatiti secernenti prestino attività ai pazienti senza i necessari Dispositivi di Protezione Individuale;
- utilizzare sempre materiale monouso;
- attuare una buona igiene personale mediante il lavaggio ripetuto delle mani;
- disinfettare e/o decontaminare giornalmente gli strumenti e le superfici;
- per prevenire incidenti con aghi, oggetti taglienti, spruzzi o spandimenti sulle mucose o sulla cute che presenti soluzioni di continuità: riporre gli oggetti taglienti (aghi, vetrini) in contenitori rigidi non perforabili, opportunamente sistemati vicino al paziente in modo da evitare lunghi e pericolosi tragitti tra la sede di utilizzo e quella in cui avviene l'eliminazione. Utilizzare i dispositivi di sicurezza degli aghi prima di eliminarli;
- gli strumenti appuntiti, affilati e taglienti devono essere considerati pericolosi; quindi, vanno maneggiati con estrema cura per prevenire ferite accidentali;
- non portare mai strumenti appuntiti, taglienti o in vetro privi di protezione in tasca o direttamente in mano: gli strumenti appuntiti, taglienti o in vetro devono essere trasportati in appositi contenitori;
- non tentare di trattenere gli strumenti che cadono: durante tali manovre potrebbe verificarsi l'incidente;
- non procedere affrettatamente: anche nelle emergenze è necessario tenere sempre in debito conto la sicurezza.

Uso di dispositivi di protezione individuale – DPI (zoccoli, guanti, camici, maschere e occhiali):

- nei box prelievi indossare sempre il camice (abbottonato) e zoccoli; i collaboratori degli studi professionali ed i liberi professionisti dovranno anch'essi rispettare tassativamente questa regola.
- Indossare i guanti su entrambe le mani:
- prima di venire a contatto con lesioni sanguinanti;
- per eseguire prelievi;
- per maneggiare campioni biologici.

Con i guanti indossati non accedere alla zona dedicata all'accettazione e non toccare:

- il proprio volto, capelli, occhiali, divisa;
- oggetti di uso comune (telefoni, computer, maniglie);
- superfici ambientali.

I guanti devono aderire strettamente al polso e devono essere disponibili in diverse misure e tipo di materiale (nitrile, lattice e vinile); la loro rimozione deve avvenire accuratamente rivoltando l'esterno verso l'interno in modo da evitare il contatto della cute con la faccia esterna del guanto stesso. È fortemente consigliabile lavare le mani ad ogni cambio di guanti. I guanti devono sempre essere indossati durante la manipolazione dei campioni biologici e sostituiti prima di procedere al prelievo. Il personale sanitario ad ogni prelievo dovrà procedere con la sostituzione dei guanti accertandosi che il paziente noti tale procedura.

8. Gestione dei rifiuti sanitari

Operare una corretta separazione dei rifiuti ed utilizzare le corrette modalità di smaltimento; per lo smaltimento di aghi e altri oggetti taglienti utilizzare appositi contenitori rigidi in plastica (es. Alibox), una volta riempiti chiuderli correttamente ed eliminarli nei contenitori tipo Alipack; maneggiare con cura eventuale biancheria sporca: rischio biologico (vedi la relativa procedura di gestione rischio biologico e sanificazione). Per approfondimenti sulle modalità di gestione dei rifiuti sanitari si rimanda alla procedura di Gestione Rifiuti.

9. Identificazione Paziente e Provette per Prelievo, Consensi Informati e Schede Anamnestiche

9.1 Processo di identificazione del Paziente

Di seguito sono descritte le operazioni che l'operatore deve assolvere per accertarsi dell'identità del paziente, della corretta identificazione delle provette e della corretta modulistica da allegare al campione (solo dove necessaria).

- La prima operazione che il prelevatore è tenuto ad assolvere è accertarsi dell'identità del paziente. Tale accertamento avviene chiedendogli chiaramente di pronunciare il proprio cognome, nome e data di nascita e verificando la corrispondenza degli stessi sulle etichette.
- L'operatore, solo per gli esami indicati nel paragrafo successivo, compila insieme al paziente il consenso informato e ove previsto la scheda anamnestica.
- Controlla se sono presenti etichette con esami particolari, per poterli successivamente trattare come indicato dall'etichetta.
- Prepara il materiale necessario all'esecuzione del prelievo. È necessario dar preferenza all'utilizzo dell'ago Vacutainer e utilizzare il Butterfly solo per casi particolari, a sua discrezione.
- Applica le etichette in senso verticale sulle provette identificate.
- Effettua il prelievo.
- Nel caso di esami particolari provvede a preparare il campione come indicato dall'etichetta.
- N.B. l'etichettatura delle provette deve avvenire sempre prima dell'esecuzione del prelievo mai successivamente ad eccezione della curva glicemica/insulinemica.
- L'etichettatura per la curva glicemica/insulinemica dovrà essere effettuata al momento del prelievo.

9.2 Consenso informato e schede anamnestiche

Per alcuni test di laboratorio (di seguito elencati), prima del prelievo, deve essere acquisito il Consenso Informato da parte dell'operatore. Il consenso informato rappresenta un momento particolarmente importante del processo assistenziale, per cui l'operatore sanitario ha l'obbligo di fornire al paziente una corretta e completa informazione sul test di laboratorio che dovrà effettuare. Nel caso in cui il paziente richieda o necessiti di spiegazioni più approfondite o dettagliate il personale sanitario è tenuto a contattare il Responsabile degli Atti Medici. La scheda e/o consenso informato deve essere consegnato al paziente al momento dell'accettazione, e deve essere compilato prima dell'esecuzione del prelievo e consegnato all'operatore sanitario.

CONSENSO INFORMATO		
Esame	Codice Modulo	Gestione moduli
CDT	TD-SGI-MOD240_00 TD-SGI-DEX004_00 TD-SGI-MOD251_00	Il modulo deve essere compilato dal Paziente e dall'operatore Sanitario. Allegare copia del documento di identità e archiviare presso la Struttura Sanitaria per 1 anno.
HIV	TD-SGI-MOD207_00	Il modulo deve essere compilato dal Paziente e dall'operatore Sanitario. Allegare copia del documento di identità e archiviare presso la Struttura Sanitaria per 1 anno.
Curva Glicemica	TD-SGI-MOD203_00 TD-SGI-MOD004_00	Il modulo deve essere compilato dal Paziente e dall'operatore Sanitario - Archiviare presso la Struttura Sanitaria per 1 anno.
Ricerca sostanze stupefacenti e psicotrope	TD-SGI-INF071_00 TD-SGI-INF072_00 TD-SGI-DEX004_00 TD-SGI-DEX005_00 TD-SGI-MOD251_00	Il modulo deve essere compilato dal Paziente e dall'operatore Sanitario - Archiviare presso la Struttura Sanitaria per 1 anno.

SCHEDE ANAMNESTICHE		
Esame	Codice Modulo	Gestione moduli
Gruppo sanguigno	/	Verificare dati e firmare la provetta
BITEST	TD-SGI-INF067_00 TD-SGI-INF056_00 TD-SGI-DEX009_00 TD-SGI-DEX010_00 (versioni in inglese di dex009 e dex010)	Il modulo deve essere compilato dal Paziente e dall'operatore Sanitario - Allegare al campione
Test di Coombs diretto e indiretto	TD-SGI-MOD073_00 INF056_00	Il modulo deve essere compilato dal Paziente e dall'operatore Sanitario - Allegare al campione
Esami microbiologici	TD-SGI-MOD063_00 TD-SGI-MOD241_00 TD-SGI-DEX007_00	Modulo di anamnesi da compilare in caso di segnalazioni particolari e inviare con il campione.
Autoimmunità	INF056_00 TD-SGI-DEX009_00	Il modulo deve essere compilato dal Paziente e dall'operatore Sanitario - Allegare al campione
Morbo celiaco	INF056_00 TD-SGI-DEX009_00	Il modulo deve essere compilato dal Paziente e dall'operatore Sanitario - Allegare al campione

SCHEDE ANAMNESTICHE		
Esame	Codice Modulo	Gestione moduli
Citologico cervico-vaginale	TD-SGI-MOD061_00	Il modulo deve essere compilato dal Paziente e dall'operatore Sanitario - Allegare al campione
Citologico espettorato	TD-SGI-MOD059_00	Il modulo deve essere compilato dal Paziente e dall'operatore Sanitario - Allegare al campione
Cariotipo	INF056_00 TD-SGI-DEX009_00	Il modulo deve essere compilato dal Paziente e dall'operatore Sanitario - Allegare al campione
Citologico vario	TD-SGI-MOD059_00	Il modulo deve essere compilato dal Paziente e dall'operatore Sanitario - Allegare al campione
Esame Istologico	TD-SGI-MOD058_00 TD-SGI-MOD075_00	Il modulo deve essere compilato dal Paziente e dall'operatore Sanitario - Allegare al campione
Test Aurora	TD-SGI-DEX008_00 TD-SGI-DEX009_00	Il modulo deve essere compilato dal Paziente e dall'operatore Sanitario - Allegare al campione
Test Paternità	TD-SGI-DEX014_00	Il modulo deve essere compilato dal Paziente e dall'operatore Sanitario - Allegare al campione

10. Ritiro Campioni Biologici

10.1 Processo e avvertenze

I campioni biologici raccolti dal paziente devono essere consegnati all'operatore sanitario e non al personale di front-office. Al momento della consegna il prelevatore si deve accertare che siano state rispettate le modalità di conservazione e trasporto del campione (per prelievi effettuati da operatori sanitari privati contrattualizzati il personale sanitario prima di accettare il materiale biologico controlla che l'esame richiesto non preveda trattamenti particolari). Se già all'apparenza il campione risulta non idoneo il prelevatore avvisa subito il paziente, o suo delegato, e lo invita a riportare il materiale biologico spiegandogli le corrette modalità di raccolta. Ad esempio, per la ricerca dell'Emoglobina umana (sangue occulto) nelle feci, queste devono essere raccolte unicamente nei contenitori rilasciati da Toscana Diagnostica.

Nel caso della consegna di urine, l'operatore sanitario non dovrà etichettare il contenitore consegnato dal paziente ma dovrà inviare in laboratorio solo le provette con le aliquote richieste correttamente identificate.

Le urine dei neonati consegnate direttamente nel sacchettino, non dovranno essere travasate ma dovranno essere inviate al Laboratorio all'interno di un contenitore per le urine identificato correttamente. Se richiesto sia esame urine che urinocoltura, si raccomanda di apporre sul coperchio del contenitore l'etichetta con la dicitura "URINOCOLTURA" per evitare rischi di contaminazione del campione in fase preanalitica, mentre l'etichetta urine dovrà essere posta sul lato.

I vetrini PAP Test possono essere consegnati solo da un Medico o Operatore Sanitario che abbia stabilito un accordo formalizzato con Toscana Diagnostica, la quale provvederà a fornire le procedure da utilizzare per l'esecuzione, la conservazione ed il trasporto del prelievo. L'Operatore di Accettazione provvederà a depositarli all'interno del Box Prelievo in modo che il prelevatore il giorno successivo possa provvedere alla corretta spedizione del campione.

Per le richieste di secondo consulto di Anatomia Patologica o per approfondimenti molecolari (come, ad esempio, Gene KRAS o Gene BRAF o INSTABILITÀ MICROSATELLITARE), il paziente deve consegnare il blocchetto paraffinato che ha ritirato in precedenza da altra struttura, copia del referto istologico e deve compilare e consegnare all'Operatore Sanitario il modulo che attesta la Consegna del blocco paraffinato per secondo consulto/approfondimento e catena di custodia. I blocchetti paraffinati e la documentazione da allegare devono essere riposti nell'apposita busta, ovvero busta rossa per richiesta di secondo consulto di Anatomia Patologica o busta a righe rosa per richieste di approfondimenti molecolari. Dopodiché l'Operatore Sanitario appone la propria firma all'interno della sezione "catena di custodia", ripone il referto consegnato del paziente ed il modulo nella tasca laterale della busta e si assicura che i campioni siano correttamente consegnati all'Operatore Logistica.

10.2 Gestione del Campione Porta > È PREVISTO DA GIPO???

Per Campione PORTA si intende il campione biologico che non è possibile inviare in laboratorio contestualmente alla data di accettazione. Di norma, nel caso in cui il paziente non consegna campioni biologici previsti dalla prescrizione o dalla sua volontà di accettazione, l'Operatore di Accettazione NON dovrà inserire l'esame o gli esami corrispondenti ma dovrà invitare il paziente a ripresentarsi in un secondo momento per eseguire un'ulteriore accettazione e pagamento a consegna effettuata. Di seguito alcune eccezioni:

- esecuzione di uno dei nostri check up
- accesso tramite presa in carico assicurativa diretta (es. UniSalute, Previmedical, ecc..)

L'Operatore di Accettazione deve:

- avvisare il Cliente che il campione mancante deve essere consegnato entro 72 ore da quella data ricordandogli che non dovrà prendere il numero ma dovrà segnalare all'Operatore di Accettazione in che si tratta della consegna di campione (PORTA). Sarà compito dell'Operatore di Accettazione gestire le priorità in accettazione;
- mettere in pausa l'esame e inserire nelle note la mancata consegna del campione
- stampare le etichette

L'Operatore Sanitario deve:

- trattenere le etichette e inserirle nella busta di plastica evidenziata con la scritta "ETICHETTE PORTA";
- consegnare al paziente il contenitore idoneo in base alla tipologia della richiesta;
- dare tutte le spiegazioni necessarie alla raccolta come indicato dalle linee guida di Toscana Diagnostica;

Al termine dell'orario di prelievo l'Operatore di Accettazione e l'Operatore Sanitario verificano i campioni porta del giorno. L'Operatore di Accettazione ristampa le etichette dei sospesi e le consegna all'Operatore Sanitario che le allega alle etichette dei campioni mancanti.

Nelle 72 ore successive:

- Il Cliente che consegna il campione "PORTA" si identifica con l'APP che inviterà il paziente ad attendere la chiamata dell'Operatore Sanitario. Alla consegna del "PORTA" l'operatore sanitario deve:
- identificare il paziente chiedendo nome, cognome e data di nascita;
- verificare che la raccolta del campione sia stata effettuata correttamente;
- Etichettare il campione con le etichette in suo possesso;
- Mettere il campione in un sacchetto ed eliminare eventuali etichette eccedenti;

- Apporre l'etichetta sul Modulo "Campioni porta" e inserisce eventuali note o diuresi;
- L'Operatore Sanitario alla fine dell'attività di prelievo consegna il Modulo "Campioni porta" all'Operatore di Accettazione per l'erogazione degli esami. L'Operatore di Accettazione procede all'erogazione dell'esame inserendo nelle note "consegnato campione" ed eventuali diuresi.

La consegna del campione mancante dovrà essere effettuata entro e non oltre 72 ore dalla prima accettazione; una volta trascorsi, anche se il paziente non avrà riconsegnato il campione, il laboratorio procederà con la chiusura del referto con la dicitura "Campione non idoneo".

11. Modalità di Conservazione dei Campioni Biologici e Monitoraggio delle Temperature

Per le modalità di conservazione dei vari campioni biologici prelevati o consegnati dal paziente si rimanda all'IDL009 relativa ai Prelievi, alla Conservazione e al Trasporto dei Campioni.

12. Gestione Strumentazione

12.1 Frigoriferi e Congelatori

I Frigoriferi e i congelatori usati per garantire la conservazione dei campioni biologici, delle aliquote e del materiale di consumo devono essere corredati da apposito registro. I registri devono essere conservati per sei mesi presso il Punto Prelievi. Per le modalità di pulizia e sanificazione si rimanda alla relativa procedura di gestione rischio biologico e sanificazione

NOTA BENE: Laddove presente il sistema di monitoraggio in continuo della temperatura, i dati sono gestiti in accordo alle procedure di riferimento, e non è necessaria la compilazione del Registro;

12.2 Centrifughe

I Punti Prelievo e le strutture dotate di centrifughe devono seguire le indicazioni sotto riportate.

Modalità d'utilizzo delle centrifughe

Per l'utilizzo delle centrifughe procedere come di seguito indicato:

- accendere la centrifuga posizionando l'interruttore su I, o altrimenti denominato da Produttore;
- aprire il coperchio premendo il tasto OPEN/STOP, o altrimenti denominato da Produttore;
- verificare che il rotore sia correttamente in sede;
- se si tratta di una centrifuga refrigerata, lasciare che la centrifuga arrivi in temperatura;
- caricare le provette nel rotore facendo la massima attenzione al corretto bilanciamento delle provette caricate, utilizzando le posizioni in modo simmetrico;
- chiudere delicatamente il coperchio della centrifuga spingendo il bordo anteriore del coperchio delicatamente verso il basso; la chiusura avviene grazie ad un sistema motorizzato o tramite sistema di aggancio;
- premere il tasto start;
- durante la centrifugazione non devono sostare persone, materiali pericolosi ed oggetti a meno di 30 cm dalla centrifuga;
- al termine della centrifugazione e SOLO A ROTORE FERMO, aprire il coperchio ed estrarre con delicatezza le provette.

Il programma di centrifugazione viene impostato al momento dell'installazione, sulla base delle necessità del Punti Prelievo/struttura; si rimanda al manuale d'istruzioni in dotazione qualora fosse necessario modificare tale programma.

Centrifugazione provette con gel

- Lasciare coagulare le provette per circa 20-30 minuti dal prelievo;
- centrifugare man mano, senza aspettare di aver terminato tutta l'attività di prelievo;
- non separare assolutamente, salvo diversa indicazione della Tabella di Esami Particolari;

- verificare rapidamente che il gel abbia separato correttamente il siero dal surnatante (se necessario, ripetere la centrifugazione);
- riporre le provette nello stativo e trattarle come tutte le altre.

I Punti Prelievo dotati di centrifuga refrigerata, dovranno impostare:

- sul programma 1 = 4 °C 3500 giri per 10 minuti per gli esami che richiedono congelamento dopo centrifugazione in centrifuga refrigerata (sigla su etichetta CONG R).
- sul programma 2 = 20 °C 3500 giri per 10 minuti per le provette con gel per gli esami che richiedono congelamento dopo centrifugazione a temperatura ambiente (sigla su etichetta CONG).

Manutenzioni e sanificazione

Il corpo della centrifuga e la camera di centrifugazione devono essere puliti giornalmente utilizzando un idoneo prodotto per la sanificazione. Le superfici devono essere asciugate subito dopo la pulizia. In caso di formazione di acqua di condensa, asciugare la camera di centrifugazione pulendola con un panno assorbente. Se presente del materiale infettivo nella camera di centrifugazione procedere come previsto dalla procedura di gestione rischio biologico e sanificazione. Gli interventi di riparazione e di manutenzione delle centrifughe devono essere effettuati esclusivamente da un tecnico autorizzato.

Durante l'uso della centrifuga (fasi di carico e scarico delle provette), le operazioni di pulizia e disinfezione, utilizzare gli appositi DPI (guanti e visiera/occhiali) come previsto dalla procedura di gestione rischio biologico e sanificazione.

12.3 ACCU-CHEK

L'ACCU-CHEK è un POCT, il principale strumento utilizzato nei Punti Prelievo per il dosaggio della glicemia basale. Qualora sia adottato uno strumento diverso dall'ACCU CHEK, è necessario seguire le istruzioni riportate nel manuale dello strumento per il dosaggio della glicemia basale e per il controllo di funzionalità. Di seguito le istruzioni per l'utilizzo dello strumento ACCU-CHEK:

- Non è necessario sostituire il chip codificatore ogni volta che si apre una confezione di strisce reattive, in quanto è stato sostituito da un chip universale.
- Dosaggio glicemia basale. Per eseguire il test sono necessari lo strumento e una striscia reattiva.
- Controllare la data di scadenza sul flacone delle strisce reattive. Non usare le strisce reattive che hanno superato la data di scadenza;
- Inserire una striscia reattiva nel misuratore per accenderlo.
- Sul display compaiono i simboli di una striscia reattiva e di una goccia di sangue, ad indicare che è possibile effettuare il test, quindi eseguire il prelievo di sangue capillare.
- Applicare la goccia di sangue sulla zona frontale della striscia reattiva identificata con il colore giallo. Il simbolo della clessidra lampeggiante indica che è stata depositata la quantità sufficiente di sangue. Se necessario, applicare altro sangue entro 5 secondi.
- Dopo 5 secondi, il risultato della misurazione viene visualizzato sul display

Ogni volta che viene inserita la striscia lo strumento è in grado di verificare eventuali danneggiamenti della striscia e l'integrità dei reagenti in base a umidità e temperatura esterna (vedi manuale uso strumento).

Controllo di funzionalità

Eseguire il controllo di funzionalità:

- ogni 3 mesi;
- quando si apre una nuova confezione di strisce reattive;
- quando si è lasciato aperto, per errore, il flacone delle strisce reattive;
- quando le strisce reattive sono state conservate al di fuori delle temperature consentite (+2; +30);
- quando lo strumento è caduto accidentalmente;
- quando il risultato del test non corrisponde allo stato di salute percepito.

Per eseguire il controllo sono necessari:

- strumento;
- striscia reattiva;
- soluzione di controllo livello 1;
- soluzione di controllo livello 2.

Il livello del controllo è stampato sull'etichetta del flacone.

1. Porre lo strumento su una superficie piana.
2. Inserire una striscia nello strumento nella direzione della freccia. Lo strumento si accenderà.
3. Agitare i flaconi delle soluzioni di controllo per mescolarne il contenuto.
4. Togliere i tappi eliminandone la prima goccia.
5. Con la goccia successiva toccare il bordo anteriore zona frontale della striscia reattiva identificata con il colore giallo. Pulire la punta con un panno e chiudere bene il flacone.
6. Sul display è visualizzato il risultato con il simbolo del flacone della soluzione di controllo e una "L" che lampeggia. Non rimuovere ancora la striscia. Premere una volta il pulsante destro per marcare il risultato come livello 1.
7. Premere e rilasciare il pulsante di accensione per confermare il livello di controllo impostato nello strumento.
8. Se il risultato rientra negli intervalli di riferimento riportati sulla confezione delle strisce reattive, sul display appare il risultato del controllo e "OK". Ripetere la stessa operazione per la soluzione numero due.
9. I risultati dei due controlli devono essere trascritti sull'apposito Modulo di Esecuzione controlli strumento glicemia basale, apponendo la firma nell'apposito campo per conferma validità del dato, tale modulo deve essere conservato nell'armadio dei consumabili.
10. Se il risultato non rientra nell'intervallo di riferimento, sul display appare il risultato del controllo e l'avvertenza "Err" (Errore).
11. Togliere ed eliminare la striscia reattiva utilizzata e riprovare con una seconda striscia.
12. Se l'errore persiste consultare l'apposito manuale d'uso presente nella confezione.
13. In caso il problema non si riesca a risolvere contattare la coordinatrice infermieristica di riferimento che provvederà ad informare il responsabile e l'ufficio acquisti per l'eventuale richiesta di nuova apparecchiatura.

NOTA BENE: Uno strumento che non ha superato il controllo non può essere utilizzato ed occorre sostituirlo immediatamente con uno nuovo.

13. Arresto Apparecchiature Elettriche

13.1 Centrifughe

Nell'eventualità di un guasto alla centrifuga (ove presente) la Direzione ha stabilito la seguente procedura:

- Verificare se il problema è risolvibile velocemente anche consultando il Manuale dello strumento.
- Se il problema sussiste telefonare al supporto tecnico e tentare di risolverlo con l'appoggio dell'assistenza telefonica o richiedere l'intervento dell'assistenza tecnica (contratto di assistenza o contratto di comodato d'uso).
- Informare del problema la propria coordinatrice infermieristica che provvederà alla sostituzione della centrifuga nel più breve tempo possibile.

I pazienti che richiedono esami particolari dovranno essere indirizzati al Punto Prelievi più vicino dotato della stessa.

13.2 Frigoriferi/Congelatori

Nell'eventualità di un guasto al frigorifero/congelatore o di un calo di tensione duraturo l'Operatore Sanitario, se presenti dei campioni che devono essere conservati a una temperatura < di 8°C, deve contattare il coordinatore che a sua volta contatterà la logistica per un ritiro immediato dei campioni.

14. Controllo Scadenze

14.1 Cassette Pronto Soccorso

Le cassette di pronto soccorso sono ubicate nei box prelievo e devono sempre avere un rispettivo registro, da tenere ben visibile, riportante il materiale che DEVE essere contenuto al loro interno. Il medico e/o l'Operatore Sanitario sono i responsabili del loro uso e della loro gestione. Quest'ultima consiste in:

- controllare ogni inizio mese la scadenza di ogni singolo prodotto e registrare l'avvenuto controllo sul modulo;
- Evidenziare i prodotti in scadenza nei successivi 45 giorni;
- ordinare alla sede il materiale necessario.

Vedi anche la relativa procedura di gestione pronto soccorso.

Quanto scritto in questo paragrafo è valido solo per le cassette di pronto soccorso di proprietà di Toscana Diagnostica. Per i Punti Prelievo ubicati all'interno di strutture ospitanti, è necessario verificare la presenza di una cassetta di primo soccorso all'interno della struttura, che deve contenere quanto previsto dal DM 388/03. È responsabilità e onere della Direzione Sanitaria della struttura ospitante effettuare il controllo periodico delle scadenze e della giacenza del materiale.

15. Materiale per il Prelievo

Tutto il materiale necessario per il prelievo deve essere conservato in appositi armadi o luoghi dedicati ed il materiale deve essere controllato per la data di scadenza ogni inizio mese apponendo la firma di controllo sull'apposito Registro, Scheda materiale minimo box prelievi - controllo mensile giacenze e scadenze, da conservare all'interno dell'armadio. Qualora nella struttura siano eseguiti anche prelievi ginecologici, è necessario verificare anche il materiale utilizzato compilando ogni inizio mese la Scheda materiale minimo prelievi ginecologici - controllo mensile giacenze e scadenze, da conservare all'interno dell'armadio.

È opportuno porre in evidenza e davanti agli altri prodotti ogni materiale in scadenza nei successivi 45 giorni rispetto alla data di controllo.

Tutto il materiale consumabile deve riportare:

- nel caso di liquidi (disinfettante cutaneo) sul contenitore la data di apertura del prodotto e deve essere eliminato entro 6 mesi;
- per tutto il resto è necessario evidenziare la data di scadenza riportata sulla confezione originale.

I flaconi di Soluzione Glucosata (Sclavo) utilizzati per effettuare le curve da carico glicemico ed insulinemico sono conservati in armadi ubicati presso la sala prelievo e mantenuti a temperatura ambiente come indicato dal foglietto illustrativo al punto "scadenza e conservazione".

L'Operatore Sanitario è responsabile del materiale e della registrazione dei controlli. Nel caso in cui del materiale non sia stato utilizzato entro la data di scadenza, il giorno di scadenza stesso deve essere smaltito. Per la corretta gestione dei farmaci e dei presidi sanitari si rimanda alla relativa procedura di Gestione farmaci.

16. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione modifiche	Approvazione
------	------	-----------------------	--------------

00	15/04/2026	Prima emissione SGI (integra e sostituisce PO022 Rev. 1 del 15/04/2025)	Francesco Epifani
----	------------	---	-------------------