

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

ALLEGATO TRANSBAG MAXI ISTRUZIONI D'USO

Istruzioni d'uso busta Transbag Maxi
per il trasporto campioni

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-IDL010_00	00	16/04/2026	2
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSGI	Direzione Generale	Interno	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Firma:	Firma:	Firma:
Data: __/__/____	Data: __/__/____	Data: __/__/____

Italiano

1. Inserire il (i) campione(i) prelevato(i) nella tasca anteriore trasparente
2. Inserire l'ordine nella tasca posteriore
3. Rimuovere la pellicola protettiva per aprire la banda adesiva
4. Sigillare la busta ripiegando il lembo

English

1. Insert the collected sample(s) into the front transparent pocket
2. Insert the order into the rear pocket
3. Remove the protective film to open the adhesive strip
4. Seal the envelope by folding down the flap

Français

1. Insérer le(s) échantillon(s) prélevé(s) dans la poche avant transparente
2. Insérer la demande dans la poche arrière
3. Retirer le film protecteur pour découvrir la bande adhésive
4. Sceller l'enveloppe en repliant le rabat

Deutsch

1. Die entnommene(n) Probe(n) in die vordere transparente Tasche einlegen
2. Den Auftrag in die hintere Tasche einlegen
3. Die Schutzfolie abziehen, um den Klebestreifen freizulegen
4. Den Umschlag durch Umklappen der Lasche versiegeln

中文

1. 将采集的样本放入前方透明袋中
2. 将检验申请单放入后方口袋中
3. 撕去保护膜以露出粘合条
4. 折下封口翻盖密封信封

العربية

1. أدخل العينة (العينات) المأخوذة في الجيب الأمامي الشفاف
2. أدخل طلب التحليل في الجيب الخلفي
3. أزل الغشاء الواقي لكشف الشريط اللاصق
4. أغلق الطرف بطي الحافة العلوية