

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

ISTRUZIONE DI LAVORO VALIDAZIONE TECNICA DEL REFERTO

Area 18 – Laboratorio di Analisi

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-IDL027_00	00	28/04/2026	3
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSGI / Direttore Laboratorio	AD – Francesco Epifani	Distribuito al Team Lab	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Valentina Zezza	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
04/05/2026	04/05/2026	04/05/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

1. Scopo e campo di applicazione

L'istruzione di lavoro descrive le modalità operative di validazione tecnica del referto di Laboratorio prima della sua firma e rilascio al cliente, conformemente alla ISO 15189:2022 §7.4.1. La validazione tecnica è responsabilità dell'Operatore di Laboratorio autorizzato per la specifica branca, ed è il prerequisito per la successiva firma del Biologo o Direttore di Laboratorio.

2. Riferimenti normativi e documentali

Norma / Documento	Ambito
UNI EN ISO 15189:2022 §7.4.1	Rilascio dei risultati
TD-SGI-PRO044_00	Procedura fase post-analitica
TD-SGI-PRO080_00	Comunicazione risultati e valori critici
TD-SGI-IDL013_00	Tabella valori critici
TD-SGI-IDL028_00	Gestione valori critici

3. Definizioni

Termine	Definizione
Validazione tecnica	Verifica della correttezza analitica del risultato prima della firma
Firma del referto	Atto formale del Biologo o del Direttore di Laboratorio che attesta la validità clinica del referto
Repeat e re-run	Ripetizione dell'analisi (Repeat) o nuova esecuzione completa (Re-run) in caso di dubbio

4. Ruoli e responsabilità

L'operatore di Laboratorio autorizzato esegue la validazione tecnica per le prove della propria branca.

Il Direttore di Laboratorio o il biologo firma il referto dopo la validazione tecnica.

5. Modalità operative

1. Controlli pre-firma

Prima della firma, il Tecnico verifica: (a) coerenza del risultato con il CIQ del giorno (regole Westgard rispettate); (b) assenza di flag dello strumento (campione lipemico, emolizzato, itterico, scarso); (c) coerenza con i valori storici del paziente (delta-check); (d) assenza di interferenze plausibili (farmaci, integratori); (e) conferma del valore se al di fuori dell'intervallo di riferimento; (f) controllo della corretta identificazione paziente ↔ campione ↔ referto.

2. Repeat e re-run

In caso di risultato dubbio: si esegue un Repeat (ripetizione dello stesso campione, stesso run) per confermare la riproducibilità. Se persiste il dubbio, si esegue un Re-run (nuova preparazione completa). Se il risultato è confermato come critico, si attiva PRO080 (comunicazione valore critico).

3. Tracciabilità

Tutte le operazioni di validazione sono tracciate sul LIS con timestamp, utente che valida, eventuali commenti tecnici. Il referto firmato include la dichiarazione di validazione tecnica.

7. Allegati e documenti correlati

Codice	Tipo	Titolo
TD-SGI-PRO044_00	Procedura	Fase post-analitica
TD-SGI-IDL028_00	IDL	Gestione valori critici

7. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Autore
00	28/04/2026	Prima emissione. IDL Validazione tecnica del referto conforme a ISO 15189:2022 §7.4.1. Definisce controlli pre-firma, gestione Repeat/Re-run, tracciabilità sul LIS.	RSGI / Direttore Laboratorio