

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

PROCEDURA DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DI LABORATORIO (LIS)

Area 18 – Laboratorio di Analisi

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PRO079_00	00	28/04/2026	3
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSGI / Direttore Laboratorio	AD – Francesco Epifani	Distribuito al Team Lab	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Valentina Zezza	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
04/05/2026	04/05/2026	04/05/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

1. Scopo e campo di applicazione

La procedura disciplina la gestione del Sistema Informativo di Laboratorio (LIS) conformemente alla ISO 15189:2022 §7.5 (gestione delle informazioni di Laboratorio) e §7.8 (informazioni clinicamente significative). Definisce configurazione, accessi, validazione modifiche, backup, business continuity, audit log del LIS.

Si integra con la procedura aziendale TD-SGI-PRO016 (Sicurezza del sistema informativo) per gli aspetti di cybersecurity ISO 27001, con TD-SGI-PRO070 (NIS2) per la gestione degli incidenti ICT che possono coinvolgere il LIS, e con TD-SGI-PRO057-063 (Privacy) per il trattamento dei dati personali clinici.

2. Riferimenti normativi e documentali

Norma / Documento	Ambito
UNI EN ISO 15189:2022 §7.5, §7.8	Gestione delle informazioni di Laboratorio
UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2022	Gestione sicurezza informazioni
Reg. (UE) 2016/679 (GDPR)	Protezione dati personali
D.Lgs. 138/2024 (NIS2)	Cybersicurezza dei soggetti importanti
TD-SGI-PRO016_00	Sicurezza sistema informativo aziendale (Area 8)
TD-SGI-PRO070_00	Adeguamento NIS2 (Area 8)
TD-SGI-MOD190_00	Registro letti/scritti del LIS

3. Definizioni

Termine	Definizione
LIS	Laboratory Information System - sistema informativo per la gestione delle attività di Laboratorio (accettazione, work list, refertazione)
Master Patient Index	Anagrafica unificata dei pazienti con identificatore univoco
Work list	Elenco dei campioni in lavorazione associati allo strumento analitico
Audit log	Registrazione tracciabile di tutte le operazioni effettuate sul LIS (chi, cosa, quando)
Validazione modifiche	Procedura formale per testare e approvare modifiche di configurazione del LIS prima della messa in produzione

4. Ruoli e responsabilità

L'IT Manager garantisce la sicurezza tecnica del LIS (firewall, backup, business continuity, gestione incidenti). Il RQL valida le modifiche di configurazione del LIS che impattano l'attività di Laboratorio prima della messa in produzione. Il Direttore di Laboratorio approva la matrice degli accessi e i livelli di autorizzazione. Il DPO presidia la conformità GDPR del trattamento dei dati clinici nel LIS.

5. Modalità operative

5.1 Configurazione e gestione modifiche

Le modifiche alla configurazione del LIS (nuovi metodi, intervalli di riferimento, regole di validazione, tabelle codici) sono richieste tramite ticket interno, valutate dal RQL, testate in ambiente di test prima della messa in produzione, validate dopo il rilascio. Tracciamento su MOD190.

5.2 Gestione degli accessi

Matrice degli accessi articolata per ruolo: Tecnico (operatività su accettazione/work list/refertazione), Dirigente Tecnico (modifica regole + sblocco refertazione), RQL (configurazione metodi/intervalli), IT (gestione tecnica). Autenticazione con MFA per i ruoli privilegiati. Disattivazione accessi in caso di assenza prolungata o cessazione.

5.3 Backup e business continuity

Backup giornaliero con retention 30 giorni; backup settimanale con retention 12 mesi; backup mensile con retention 7 anni (allineato a tempi di conservazione del referto). Test di restore semestrale documentato. Piano di Business Continuity coordinato con TD-SGI-PRO070 NIS2 e con la futura procedura ISO 22301.

5.4 Audit log e revisione

Tutte le operazioni su LIS sono tracciate in audit log con timestamp, utente, operazione. Revisione mensile da parte del RQL su un campione di operazioni e revisione integrale in caso di sospetto incidente.

6. Indicatori di processo

KPI	Definizione	Target	Frequenza
Uptime del LIS	% tempo operativo annuale	≥ 99,5%	Mensile
Test di restore eseguiti	Test eseguiti / pianificati	100%	Semestrale
Incidenti ICT impattanti il LIS	Numero incidenti significativi	Riduzione 20% YoY	Annuale

7. Allegati e documenti correlati

Codice	Tipo	Titolo
TD-SGI-MOD190_00	Modulo	Registro letti/scritti del LIS
TD-SGI-PRO016_00	Procedura	Sicurezza sistema informativo (Area 8)
TD-SGI-PRO070_00	Procedura	Adeguamento NIS2

8. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Autore
00	28/04/2026	Prima emissione. Procedura di gestione del LIS conforme a ISO 15189:2022 §7.5 e §7.8.	RSGI