

Scotch Test

Eeguire al mattino senza aver effettuato manovre igieniche. Utilizzare dello scotch trasparente appoggiando la parte adesiva del nastro all'orifizio anale e applicando una leggera pressione per 30 secondi. Stendere il nastro adesivo sulla superficie del vetrino precedentemente fornito dal Laboratorio evitando la formazione di pieghe. La raccolta deve essere effettuata lo stesso giorno della consegna.

Le uova di *Enterobius Vermicularis* sono appiccicose e molto infettive, pertanto, durante tutte le fasi di raccolta si consiglia di indossare guanti protettivi e di lavarsi accuratamente le mani al termine della procedura.